


Produto
Producto / Product: **Creatinina**
Creatinina / Creatinine**Referência**
Referencia / Reference: **335****Lote**
Lot: **202203 CM01****Validade**
Validez / Expiration date: **12/2025****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,150	0,109
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	33 - 55	33.8
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1.10 (0.94 - 1.27) mg/dL	0,94 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	4.66 (3.96 - 5.36) mg/dL	4,10 mg/dL

Data
Fecha / Date: **18/12/2023****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br