

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Gama GT</b><br>Gama GT/ Gama GT |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>461</b>                         |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>26001 (CM01)</b>                |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>05/2027</b>                     |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parâmetros / Parameter:  | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range:                            | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:               | <b>≤ 1,500</b>   | <b>0,380</b>   |
| <b>Aspectos físico-químico</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/ Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:   | <b>700 U/L</b>   | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nível I/<br>Control Serum Level I:     | 48 (38 - 58) U/L   | <b>54 U/L</b>  |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nível II/<br>Control Serum Level II:  | 134 (107 - 161) U/L  | <b>139 U/L</b>   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>23/05/2026</b> |
|------------------------------|-------------------|

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**