

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	HDL HDL Directo/HDL Direct	
Referência Referencia / Reference:	114	
Lote Lot:	25029 CM01	
Validade Validez / Expiration date:	12/2026	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos Limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I	21.3 (14.7 - 27.9) mg/dL	18,10 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II	35.3 (24.7 - 45.9) mg/dL	36,43 mg/dL
Data Fecha / Date:	09/01/2026	
 Tatiane Trindade Gonzaga Pereira Controle de Qualidade Control de Calidad / Quality Control		
Gold Analisa Diagnóstica Ltda. CNPJ: 03.142.794/0001-16 Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br www.goldanalisa.com.br		