

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 1018

VAL.: 2022-09

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1018 Val: 09/2022

| Analito (*) | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|----------|
| Ferritina | Turbidimetria | Normal (N1) | 59.1 | 47.3 - 70.9 | µg/L |
| PCR AS | Turbidimetria | Normal (N1) | 2.27 | 1.82 - 2.72 | mg/L |

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/21