


| | |
|-------------------|---------------------|
| Produto | Sífilis VDRL |
| Referência | 129 |
| Lote | 4103 |
| Fabricação | 01/04/2024 |
| Validade | 12/09/2025 |

| Quesitos | Crítérios | Resultados |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Aparência | Suspensão esbranquiçada | De acordo |

Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



1. Reagente sem amostra;

2. Reagente + Controle Negativo;

3. Reagente + Controle Positivo;

Registro da determinação para testes qualitativos:

| Amostra | 1º leitura | 2º leitura | 3º leitura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amostra Reagente Controle Positivo Wama Lote: 23C080 Val: 03/2025 | REAGENTE | REAGENTE | REAGENTE |
| Amostra Não-Reagente Controle Negativo Wama Lote: 23E042 Val: 11/2025 | NÃO REAGENTE | NÃO REAGENTE | NÃO REAGENTE |

Data

15/04/2024

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br / www.goldanalisa.com.br